

NF 354 微電腦高溫分解爐（灰化爐）使用規則

102. 9. 3

1. 灰化爐主要提供給大學部實驗課程使用，由上課教師負責指導學生操作，實驗課以外，各研究生得向管理者登記借用。大學部論文明生使用，必須有研究生負責指導。
2. 欲借用灰化爐者，必須於開始使用一週前親自向管理者提出申請，並須於 NF354 實驗室中無班級上課時才得使用。
3. 使用前，必須先詳細閱讀「NF354 微電腦控溫高溫爐（灰化爐）使用說明」。首次使用時，須由管理者現場督導，確認會正確操作後，才得單獨使用。
4. 每次使用灰化爐前、後皆須於登記簿上簽名，並記錄儀器使用狀況。登記簿放置於 NF354 實驗室黑板前之木製三層櫃中。
5. 灰化爐使用時段以平日上班時間為原則，若有晚間或假日使用之需求，須事先於申請時告知管理者，得另外借實驗室大門鑰匙。
6. 每次使用灰化爐前，須先注意機器旁有無易燃物品，若有，須移到他處。使用時，須等機器溫度順利升至 550°C 後，才可暫時離開。灰化完畢，須先將灰化爐溫度降至 200°C 後才可取出坩堝。
7. 使用完畢，須將灰化爐清理乾淨，關閉電源（包括機器上電源開關，及總電源開關）。
8. 若有使用 NF354 實驗室中任何器材，須清理、歸位。
9. 使用時若發現任何問題，請立即通知管理者。

管理者：郭家禎（分機 3750）